

PRÁCTICA DE TINGUIDO DE LÁ

MOSTRA	LÁ	TINTE	TEMPO MISTURA	VIRAXE	TEMPO FIXADO
1	con mordiente	cochinilla	1 h		
2	con mordiente	cochinilla	1 h	SnCl ₂ (3g)	20 min
3	sin mordiente	cochinilla	1 h	SnCl ₂ (3g)	20 min
4	sin mordiente	Liquen +NH ₃ (varias semanas)	1 h	Vinagre	
5	sin mordiente	Liquen +NH ₃ (varias semanas)	1 h	NH ₃	
6	con mordiente	Sauco	1 h	CuSO ₄	
7	con mordiente	Cebola + auga + alcohol (deixados misturar 1 día)	1 h		
8	con mordiente	Raiz de metrosidero+agua y alcohol (1 día)	1 h	NH ₃	
9	con mordiente	palo campeche	1 h		
10	sin mordiente	Liquen +NH ₃ (varias semanas)	1 h		

